

Zdravotnická laboratoř č.8062 akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. dle ČSN EN ISO 15189.

Průkaz mikroorganismů metodou Polymerázové řetězové reakce - PCR (Polymerase Chain Reaction)

Název vyšetření	Zkrácený název	Použitá metoda	Biologický materiál	Odběr	Provádí se	Doba odezvy	Uchování a transport	Jednotka	Hodnocení výsledku	Pracoviště kontakt
HSV-1,2 (DNA) PCR (herpes simplex 1,2 virus)	HSV1,2 PCR kval	real-time PCR	KE, L, BT, SV, TP	viz tabulka: Materiál pro PCR	každý den	3 dny*	při 4-8°C do 24 h od odběru	není	kvalitativně: negativní / pozitivní	5852062-33, 35,36
VZV (DNA) PCR (varicella-zoster virus)	VZV PCR kval	real-time PCR	KE, L, TP	viz tabulka: Materiál pro PCR	každý den	3 dny*	při 4-8°C do 24 h od odběru	není	kvalitativně: negativní / pozitivní	5852062-33, 35,36
HBV (DNA) PCR (virus hepatitidy B)	HBV PCR kvant	real-time PCR	KE, KS, BT	viz tabulka: Materiál pro PCR	každý den	3 dny*	při 4-8°C do 24 h od odběru	IU / objem (případně IU / počet buněk, IU / hmotnost) (podle lokality vyšetření)**	kvantitativně: negativní / pozitivní plus udání množství v uvedených jednotkách	5852062-33, 35,36

HCV (RNA) PCR (virus hepatitidy C)	HCV PCR kval	real-time/RT-PCR	KE, KS, BT	viz tabulka: Materiál pro PCR	1x týdně	5 dnů*	při 4-8°C do 24 h od odběru	IU / objem (případně IU / počet buněk, IU / hmotnost) (podle lokality vyšetření)**	kvantitativně: negativní / pozitivní plus udání množství v uvedených jednotkách	5852062-33, 35,36
<i>Chlamydia trachomatis</i> (DNA) PCR	CHT PCR kval	real-time PCR	VC, VU, M, SV	viz tabulka: Materiál pro PCR	každý den	3 dny*	při 4-8°C do 24 h od odběru	není	kvalitativně: negativní / pozitivní	5852062-33, 35,36
<i>Chlamydia pneumoniae</i> (DNA) PCR	CHP PCR kval	real-time PCR	NV, VNS, SP, BAL	viz tabulka: Materiál pro PCR	každý den	3 dny*	při 4-8°C do 24 h od odběru	není	kvalitativně: negativní / pozitivní	5852062-33, 35,36
<i>Mycoplasma pneumoniae</i> (DNA) PCR	MP PCR kval	real-time PCR	NV, VNS, SP, BAL	viz tabulka: Materiál pro PCR	každý den	3 dny*	při 4-8°C do 24 h od odběru	není	kvalitativně: negativní / pozitivní	5852062-33, 35,36
<i>Bordetella pertussis/parapertussis</i> (DNA) PCR	BP-PP PCR kval	real-time PCR	NV, SP, P-A	viz tabulka: Materiál pro PCR	každý den	3 dny*	při 4-8°C do 24 h od odběru	není	kvalitativně: negativní / pozitivní	5852062-33, 35,36
HPV (DNA) PCR (high-risk human papillomavirus)	PV PCR kval	real-time PCR	VC, VU, VAS	viz tabulka: Materiál pro PCR	každý den	3 dny*	při 4-8°C do 24 h od odběru	není	kvalitativně: negativní / pozitivní typizace HPV 16,18,45	5852062-33, 35,36
<i>Mycoplasma genitalium/hominis</i> (DNA) PCR	MGH PCR kval	real-time PCR	VUT, M	viz tabulka: Materiál pro PCR	každý den	3 dny*	při 4-8°C do 24 h od odběru	není	kvalitativně: negativní / pozitivní diferenciace druhu	5852062-33, 35,36
<i>Ureaplasma parvum/urealyticum</i> (DNA) PCR	MGH PCR kval	real-time PCR	VUT, M	viz tabulka: Materiál pro PCR	každý den	3 dny*	při 4-8°C do 24 h od odběru	není	kvalitativně: negativní / pozitivní diferenciace druhu	5852062-33, 35,36
<i>Neisseria gonorrhoeae</i> (DNA) PCR	NG PCR kval	real-time PCR	VC, VU, VAS	viz tabulka: Materiál pro PCR	každý den	3 dny*	při 4-8°C do 24 h od odběru	není	kvalitativně: negativní / pozitivní	5852062-33, 35,36
<i>Trichomonas vaginalis</i> (DNA) PCR	TV PCR kval	real-time PCR	VC, VU, VAS	viz tabulka: Materiál pro PCR	každý den	3 dny*	při 4-8°C do 24 h od odběru	není	kvalitativně: negativní / pozitivní	5852062-33, 35,36
<i>Gardnerella vaginalis</i> (DNA) PCR	GV PCR kval	real-time PCR	VC, VU, VAS	viz tabulka: Materiál pro PCR	každý den	3 dny*	při 4-8°C do 24 h od odběru	není	kvalitativně: negativní / pozitivní	5852062-33, 35,36

Respirační multiplex (RS virus A+B, virus chřipky A+B, enterovirus, metapneumovirus, adenovirus, virus parainfluenzy, rhinovirus, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumoniae, SARS CoV2)	RES PCR kval	real-time PCR	NV, VNS, SP, BAL	viz tabulka: Materiál pro PCR	každý den	3 dny*	při 4-8°C do 24 h od odběru	není	kvalitativně: negativní / pozitivní	5852062-33, 35,36
---	--------------	---------------	------------------	-------------------------------	-----------	--------	-----------------------------	------	-------------------------------------	-------------------

Vysvětlivky:

Materiál pro PCR:

Zkratka:	Popis materiálu:	Poznámky:
BAL	bronchoalveolární laváž	Min. 2 ml BAL do sterilní jednorázové prázdné plastové odběrové zkumavky.
BT	bioptický materiál	Bioptický vzorek vložit do sterilní jednorázové !prázdné! plastové odběrové zkumavky. Pokud se materiál odebírá z více lokalit, pak odebrat odděleně sterilními nástroji do samostatných nádobek (zábrana vzájemné kontaminace různých tkání).
KE	krev EDTA	Min. 3 ml krve v jednorázové komerční odběrové zkumavce na krevní obraz, u kojenců lze zpracovat i 200 ul krve v komerční mikrozkušavce.
KS	krev srážlivá	Min. 3 ml srážlivé krve v jednorázové komerční odběrové zkumavce bez aditiv.
L	likvor	Min. 0,5 ml likvoru do sterilní jednorázové prázdné plastové odběrové zkumavky.
M	moč	Min. 10 ml moče do sterilního jednorázového kontejneru na moč nebo falcon 30-50 ml.
NV	nasofaryngeální výtěr	Výtěr z nosohltanu je nejlépe provádět ráno nalačno, nemělo by se použít kloktadla ani zubní pasty. Vyšetřovaný se nechá před odběrem zakašlat a dakronovým tamponem na plastové tyčince se energicky vytře (za rotace tamponem) zadní stěna nosohltanu a patrové oblouky tak, aby se zachytilo co nejvíce buněčného materiálu (pro virologické vyšetření se vyhnout tonzilám). Tampon vsunout-zalomit do prázdné sterilní zkumavky – uzavřít. !!!Pozor, na transport tampónu nelze použít žádné transportní půdy, pouze prázdná zkumavka, jinak dojde ke znehodnocení vzorku!!!
P-A	punktát, aspirát	Min. 1 ml punktátu-aspirátu do sterilní jednorázové prázdné plastové odběrové zkumavky.
SP	sputum	Min. 3-5 ml sputa do sterilního jednorázového prázdného plastového odběrového kontejneru (sputovka, falcon 30-50 ml).

SV	výtěr ze spojivkového vaku	Je-li přítomen hnis nebo exudát, jemně očistit místo odběru vatovým tamponem. Poté vytřít dakronovým (nylonovým) tampónem malého objemu na plastové tyčince 2 až 3 tahy dolní a pak horní spojivku. Tampon vsunout-zalomit do prázdné sterilní zkumavky – uzavřít. !!!Pozor, na transport tampónu nelze použít žádné transportní půdy, pouze prázdná zkumavka, jinak dojde ke znehodnocení vzorku!!!
TP	tekutina puchýřků	Nechat vsáknout do suchého nylonovém tampónu malého objemu na plastové tyčince. Vsunout-zalomit do prázdné sterilní zkumavky – uzavřít. !!!Pozor, na transport tampónu nelze použít žádné transportní půdy, pouze prázdná zkumavka, jinak dojde ke znehodnocení vzorku!!!
VAS	vaginální stěr	Provést výtěr na suchém dakronovém (nylonovém) tampónu středního objemu na plastové tyčince. Tampon vsunout-zalomit do prázdné sterilní zkumavky – uzavřít. !!!Pozor, na transport tampónu nelze použít žádné transportní půdy, pouze prázdná zkumavka, jinak dojde ke znehodnocení vzorku!!!
VC	výtěr z cervixu <i>(Chlamydia trachomatis)</i>	Pro Chl. trachomatis odstranit přebytečný mukus z cervikální osy a okolního ektocervixu, tampon odložit. Poté zavést druhý tampon do endocervikálního kanálu a rotovat jím 3-5 sekund. Tampon vyjmout a vyvarovat se dotyku se sliznicí vagíny. Tampon vsunout-zalomit do prázdné sterilní zkumavky – uzavřít.
VNS	výtěr z nosní sliznice	Provést výtěr na suchém dakronovém (nylonovém) tampónu malého objemu na plastové tyčince. Tampon vsunout-zalomit do prázdné sterilní zkumavky – uzavřít. !!!Pozor, na transport tampónu nelze použít žádné transportní půdy, pouze prázdná zkumavka, jinak dojde ke znehodnocení vzorku!!!
VU	výtěr z uretry	Pacient nesmí nejméně 1 hodinu před odběrem močit. Malý uretrální dakronový (nylonový) tampón na plastové tyčince zavést 2-4 cm do uretry, jemně rotovat 3-5 sekund, tampon vyjmout a vložit-zalomit do prázdné sterilní zkumavky – uzavřít. !!!Pozor, na transport tampónu nelze použít žádné transportní půdy, pouze prázdná zkumavka, jinak dojde ke znehodnocení vzorku!!!
VUT	výtěr z urogenitálního traktu	Provést výtěr na suchém dakronovém (nylonovém) tampónu středního objemu na plastové tyčince. Tampon vsunout-zalomit do prázdné sterilní zkumavky – uzavřít. !!!Pozor, na transport tampónu nelze použít žádné transportní půdy, pouze prázdná zkumavka, jinak dojde ke znehodnocení vzorku!!!

Poznámky:

¹ **Doba odezvy** je čas, který uplyne od přijetí vzorku ke zpracování v laboratoři do vydání výsledku.

* Výsledek je standardně při dodání vzorků do laboratoře při odpoledním svozu materiálu uvolněn do 3 pracovních dní, po telefonické domluvě můžete získat předběžný výsledek již následující pracovní den.

**** Hodnocení - kvantitativní výsledek:**

Vyjádření:	Vysvětlení:
cp / ml	počet kopií amplifikované DNA / objem vzorku
cp / počet buněk	počet kopií amplifikované DNA / počet jaderných buněk (průměrně 200 000 buněk v interfázi = 1,2 ug lidské DNA) (užívá se při vyšetření buněčných suspenzí)
cp / ug lidské DNA	počet kopií amplifikované DNA / ug lidské DNA (průměrně 200 000 buněk v interfázi = 1,2 ug lidské DNA) (užívá se při vyšetření vzorku tkáně - biopsie)
cp / 10 mg tkáně	počet kopií amplifikované DNA / hmotnost tkáně (užívá se při vyšetření vzorku tkáně - biopsie)
IU / ml	mezinárodní jednotky / objem (kalibrace na mezinárodní standardní sérum)